


CÁMARA DE ELECTROFORESIS MINI HORIZONTAL EN GEL MODELO MJ-105A

- **Número de catálogo:**
DBK-MJ105A



DESCRIPCIÓN:

El sistema de electroforesis horizontal MJ-105A ofrece muchas ventajas para la separación de ácidos nucleicos. Es ideal para varias aplicaciones, incluidas las transferencias Northern y Southern, el análisis de restricción de bibliotecas de cósmidos, el cribado de STS, el análisis de microsatélites, el análisis de fragmentos de PCR, el análisis de RFLP, la toma de huellas dactilares de ADN y el análisis de alto rendimiento.

CARACTERÍSTICAS:

- Menor consumo de agarosa.
- Menor consumo de buffer de ejecución.
- Compatible con pipetas multicanal.
- Tanque moldeado único.
- Tapa de seguridad y ventilación.
- Capacidad de alta temperatura, 130 °C
- Carga de muestra fácil.
- Excelentes indicaciones para la elaboración y ejecución de geles.
- Fundir 6 piezas de gel de agarosa de una sola vez
- No se necesitan cintas, abrazaderas ni resortes para la fundición en gel.
- Sin impacto directo del calor de la unidad de fuente de alimentación
- Tanque y tapa transparentes
- Observación en tiempo real con MBE-300
- Contiene 2 juegos de soporte para máquina de gel.

ESPECIFICACIONES:

- **Modelo:** MJ-105A
- **Apariencia:** tanque transparente y tapa transparente.
- **Material en general:** PC (Policarbonato).
- **Capacidad de temperatura:** 130 °C
- **Tapa transparente:** Diseño de ventilación de seguridad.
- **Dimensiones del gel:** 107 x 60 mm y 52 x 60 mm
- **Espesor de máximo de gel:** 10 mm
- **Muestra máxima:** 25 muestras
- **Volumen del buffer:** 200 ml
- **Temperatura de funcionamiento:** 4-40 °C
- **Dimensiones:** 148, 3 x 145, 8 x 59, 1 mm
- **Peso:** Aprox. 1,1 lb (0,5 kg).
- **Marca:** Major science



MJ-105A se ofrece como un sistema completo para que el usuario pueda realizar y ejecutar electroforesis, que incluye:

- 1 x Tanque transparente y tapa transparente
- 2 x MJ-G01 (Soporte para hacer gel)
- 2 x MJ-T02 (Bandeja de 107x60 mm)
- 4 x MJ-T01 (Bandeja de 52x60 mm)
- 1 x MJ-C01 (Peine de doble cara: 8 dientes x 2 y 17 dientes; 12 dientes x 2 y 25 dientes)
- 1 x MT-C03 (Compatible con varias pipetas de 23 dientes, Prep 1 y Marker 2, Prep 2 y Marker 2; 6 dientes x 2 para mini gel y 12 dientes para midi gel)
- 1 x Cable de electroforesis negro y rojo

